
Kurzanleitung

zur Installation des Konnekt-Kit für das ORGA 6141 online


Sehr geehrte Anwenderin,
sehr geehrter Anwender,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Ingenico Healthcare entschieden haben. Das Konnekt-Kit 6141 enthält alle notwendigen Komponenten, damit Sie Ihr ORGA 6141 online - ohne zusätzliche Netzwerkanschlusskapazitäten - einfach und selbständig in Ihre vorhandene IT-Infrastruktur integrieren können.

Verbinden kann so einfach sein.

Für die Installation orientieren Sie sich bitte an der nachfolgenden Darstellung (Installationshinweise).

Installationshinweise



- 1 Stromverbindung des PCs.
- 2 Verbinden Sie Ihren PC über den Netzwerkanschluss (RJ45) mit der Konnekt-Box.
- 3 Die Konnekt-Box verbinden Sie über das Netzwerkkabel (RJ 45) mit dem Netzwerk der Praxis.
- 4 Über das beiliegende Steckernetzteil verbinden Sie die Konnekt-Box mit der nächsten freien Steckdose.
- 5 Verbinden Sie das Netzwerkkabel (RJ 45) und den USB-B Stecker mit dem Terminal.

Nach erfolgreicher Installation der Hardware wenden Sie sich bitte an Ihr Systemhaus, sofern Sie Unterstützung für das Pairing mit Ihrem vorhandenen Konnektor und möglichen Softwareinstallationen benötigen.

Lieferumfang

- Konnekt-Box (Netzwerkswitch)
- Netzwerkkabel (RJ 45)
- Steckernetzteil (5V, 2.4A)
- Kombinationskabel für Konnekt-Box und ORGA 6141 online

Copyright © 2021 Ingenico Healthcare GmbH / Alle Rechte vorbehalten.

Alle Produkte oder Dienstleistungen, die in diesem Dokument genannt werden, sind Marken, Dienstleistungsmarken, eingetragene Marken oder eingetragene Dienstleistungsmarken der entsprechenden Eigentümer.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung der Ingenico Healthcare GmbH kopiert, gesendet, übertragen, elektronisch gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Diese Bedienungsanleitung dient der allgemeinen Information und stellt keine technische Spezifikation dar.

Die Ingenico Healthcare GmbH behält sich das Recht auf die Änderung von Funktionen, Eigenschaften und technische Angaben zu jeder Zeit und ohne vorherige Benachrichtigung vor.

Kundenservice

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen rund um unsere Produkte, deren Installation und Bedienung. Sie erreichen uns telefonisch werktags zwischen 08:00 und 17:00 Uhr oder per E-Mail:

Ingenico Healthcare GmbH
Konrad-Zuse-Ring 1
24220 Flintbek

Tel.: 04347 - 90 11 111
Internet: www.ingenico.de/healthcare
E-Mail: kontakt.ihc@ingenico.com